

Isohelix RD-01 -poskisolunäytteidenottimien käyttöohjeet RapiDri-pussin kanssa

REF RD-01



Tarkoitettu posken limakalvosolujen keräämiseen. Kertakäyttöinen
Säilytä huoneenlämmössä. Käytä vain, jos näytteenottimen pakkaus on ehjä.

Ota DNA-näyte vähintään 1 tunti ruokailun, juomisen tai hampaiden harjauksen jälkeen. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi huuhtelee suu vedellä välittömästi ennen näytteenottoa.	
1	Avaa pakkaus vetämällä se auki toisesta päästä.
2	Poista näytteenotin putkesta varoen koskettamasta valkoista näytteenottopäätä sormillasi.
3	Aseta näytteenotin suuhusi ja hankaa sitä napakasti posken sisäpintaa tai ylä- ja alahuulen alapuolta vasten. Tavallista DNA-näytteenottoa varten hankaa 1 minuutin ajan ja kaikissa tapauksissa vähintään 20 sekunnin ajan. Tärkeää – käytä sopivaa, napakkaa ja tasaista painetta.
4	Aseta näytteenottimen pää ensin RapiDri-pussiin siten, että pää asettuu kuivausalueelle.
5	Taita RapiDri-pussi taittolinjaa pitkin siten, että kirkas puoli jää sisäänpäin kuvan mukaisesti, ja sulje se viivakoodillisella tarralla.

Laboratorion tai ammattikäyttäjän yksinomaista vastuuna on verifioida ja asianmukaisesti validoida DNA Buccal Swabs -näytteenottimien käyttö yhdessä aiotun laitteen tai prosessin kanssa sekä teknisesti että juridisesti.

Jos ilmenee vakavia ongelmia, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin.

For Research Use Only

Cell Projects Ltd
2 Roebuck Business Park
Ashford Road, Harrietsham
Kent, ME17 1AB, UK



Advena Ltd
Tower Business Centre,
2nd Flr., Tower Street,
Swatara, BKR 4013 Malta

Isohelix is a division of Cell Projects
Poskinäytteitä tai DNA:n eristystä koskevat tiedustelut
email: info@isohelix.com
www.isohelix.com
Molekyylibiologian ratkaisuja varten
www.cellprojects.com